

ZASTOSOWANIE	PRODUKT	SPOSÓB UŻYCIA	CZĘSTOTLIWOŚĆ STOSOWANIA
Dezynfekcja małych powierzchni (fotele, blaty, łóżka, klamki)	Alpinuseptol neutral Alpinuseptol green tea	Spryskać lub polać powierzchnię, odczekać 30 sekund, nadmiar przetrzeć jednorazowym ręcznikiem.	Codziennie, po każdym kliencie.
Dezynfekcja nieinwazyjnego sprzętu (przyrządy kosmetyczne)	Alpinuseptol neutral Alpinuseptol green tea	Spryskać lub polać powierzchnię, odczekać 30 sekund, nadmiar przetrzeć jednorazowym ręcznikiem.	Po każdym kliencie, bezpośrednio po użyciu.
Dezynfekcja rąk	Sterillhand Sterillhand gel	Higieniczna dezynfekcja rąk wg techniki ayliffe'a (1 x 30 sekund).	Przed każdym zabiegiem i po jego zakończeniu.
Dezynfekcja skóry	Sterillhand	Spryskać skórę lub przetrzeć za pomocą gazika. Przetrzeć lub pozostawić do wyschnięcia.	Przed każdym zabiegiem i po jego zakończeniu; w razie potrzeby także w trakcie zabiegu.