

ZASTOSOWANIE	PRODUKT	SPOSÓB UŻYCIA	CZĘSTOTLIWOŚĆ STOSOWANIA
Dezynfekcja małych powierzchni (fotele, blaty, łóżka, klamki)	Alpinuseptol neutral Alpinuseptol green tea	Spryskać lub polać powierzchnię, odczekać 30 sekund, nadmiar przetrzeć jednorazowym ręcznikiem.	Codziennie, po każdym pacjencie.
Dezynfekcja nieinwazyjnego sprzętu	Alpinuseptol neutral Alpinuseptol green tea	Spryskać lub polać powierzchnię, odczekać 30 sekund, nadmiar przetrzeć jednorazowym ręcznikiem.	Po każdym pacjencie, bezpośrednio po użyciu.
Dezynfekcja rąk	Sterillhand Sterillhand gel	Higieniczna dezynfekcja rąk wg techniki ayliffe'a (1 x 30 sekund).	W razie potrzeby. Przed kontaktem i po kontakcie z pacjentem. Przed każdym zabiegiem i po jego zakończeniu.
Dezynfekcja skóry	Sterillhand	Spryskać skórę lub przetrzeć za pomocą gazika. Przetrzeć lub pozostawić do wyschnięcia.	Przed każdym zabiegiem i po jego zakończeniu.